



Gebruiks-
aanwijzing

voor

PHILIPS

 **infraphil**

Infrarood-bestralingapparaat



1

Het „Infraphil“ apparaat kan worden gebruikt tegen verkoudheden, griep, influenza, verschillende ontstekingen, steenpulsten, reumatische aandoeningen, spit, jicht, verstuikingen, bloeduitstortingen, wonden, kiespijn, winterhanden, gesprongen huid enz. Stel echter niet zelf de diagnose maar raadpleeg Uw huisdokter.



2

De Philips „Infraphil“ wordt geheel klaar voor het gebruik geleverd en geeft zijn heilzame Infrarode stralen zodra de steker in het stopcontact wordt gestoken. Vergewis U echter vooraf, of de op de straler aangegeven spanning klopt met de plaatselijke netspanning, daar de straler slechts voor één netspanning geschikt is.

A stylized illustration in the top left corner shows a hand holding a red comb and a pair of glasses. The background is dark blue with white and red geometric shapes.

3

Licht-ontvlambare artikelen en vloeistoffen moeten uit de nabijheid van de „Infraphil” worden gebracht. Daaronder vallen ook kammen, brilmonteren, e.d. van celluloid. Houd deze voorwerpen buiten de stralenbundel. Bij het gebruik van de „Infraphil”-straler in bed moet U rekening houden met het gevaar voor schroeien van lakens, dekens of kussens.

A stylized illustration in the top right corner shows a hand holding a red comb and a pair of glasses. The background is dark blue with white and red geometric shapes.

4

Om een zo doeltreffend mogelijke straling te verkrijgen moet de afstand tot de „Infraphil” zo klein mogelijk worden gehouden. De afstand moet zodanig zijn, dat men de warmte nog goed kan verdragen en deze weldadig aandoet. Vermeden moet worden, dat door de afstand te klein te nemen de huid pijn gaat doen. Een afstand van 25 cm wordt in het algemeen goed verdragen.



5

De duur van de bestraling is afhankelijk van het geval en van de gevoeligheid van de patiënt en varieert daarom van 10 minuten tot een half uur per keer. Mensen met een zeer gevoelige huid dienen de bestraling vooral in het begin niet te overdrijven en voor hen zal het raadzaam zijn de huid na de bestraling even in te vetten. In de meeste gevallen zal de bestraling soms zelfs enkele malen per dag kunnen worden herhaald.



6

Ga niet wild of ruw met de straler om en zorg er vooral voor, dat geen vocht of spatten de lamp raken zolang deze nog heet is. Het is duidelijk dat op die manier het glas zou kunnen springen. Bewaar het apparaat droog, bij voorkeur niet in de badkamer. Met een beetje zorg hebt U jarenlang plezier van Uw „Infraphil“.



Het gebruik van pijnstillende en andere verdovingsmiddelen vlak voor de bestraling moet beslist worden ontraden, aangezien de mogelijkheid niet is uitgesloten dat door plaatselijke verdoving een te sterke verwarming zou optreden met kans op verbranding.

hil.nl www.infraphi
v.infraphil.nl www.
.nl www.infraphil.n
fraphil.nl www.inf
www.infraphil.nl w
hil.nl www.infraphi
v.infraphil.nl www.
.nl www.infraphil.n
fraphil.nl www.infr
www.infraphil.nl w
hil.nl www.infraphi
v.infraphil.nl www.
.nl www.infraphil.n
fraphil.nl www.infr
www.infraphil.nl w
hil.nl www.infraphi
v.infraphil.nl www.
.nl www.infraphil.n
fraphil.nl www.infr
www.infraphil.nl w
hil.nl www.infraphi
v.infraphil.nl www.
.nl www.infraphil.n
fraphil.nl www.infr