

www.infraphil.info

Infraphil

PHILIPS
INFRA PHIL

infraphil

infraphil

INFRA PHIL

infraphil



infraphil

infraphil

INFRA PHIL

PHILIPS
infraphil

infraphil

infraphil

infraphil

infraphil

Infraphil

INFRA PHIL

www.infraphil.nl

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET

PHILIPS

infraphil

INFRAROOD-BESTRALINGSAPPARAAT



Het "Infraphil" apparaat kan worden gebruikt tegen verkoudheden, influenza, verschillende ontstekingen, steenpuisten, reumatische aandoeningen, spit, jicht, verstuikingen, wonden, kiespijn, winterhanden, gesprongen huid, enz. Over het algemeen kan men het "Infraphil" apparaat gebruiken in die gevallen, waarbij genezing of verlichting verkregen wordt door middel van warmte. De stralen van het "Infraphil" apparaat dringen diep door de opperhuid heen en verwarmen de dieper gelegen weefsels, met als gevolg: een verwijding van de bloedvaten. Dit betekent dat het bloed op de ontstoken plaats sneller en beter zal circuleren, hetgeen de genezing gunstig beïnvloedt.



Het Philips "Infraphil" apparaat wordt geheel klaar voor het gebruik geleverd en geeft zijn heilzame infrarode stralen zodra de steker in het stopcontact wordt gestoken. Vergewis U echter vooral, dat de op de straler aangegeven spanning klopt met de plaatselijke netspanning, daar de straler slechts voor één netspanning geschikt is.



Licht ontvlambare artikelen en vloeistoffen, onder andere ook kammen, brilmonturen e.d. van celluloid, moeten uit de nabijheid van de "Infraphil" worden gebracht. Houd deze voorwerpen buiten de stralenbundel. Bij het gebruik van de straler in bed moet U rekening houden met het gevaar van schroeien van lakens, dekens en kussens.



Het gebruik van pijnstillende en andere verdovingsmiddelen vlak voor de bestraling moet beslist worden ontraden, aangezien de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat, ten gevolge van plaatselijke verdoving, een te sterke verwarming niet zou worden bemerkt, waardoor kans op verbranding ontstaat.



De duur van de bestraling is afhankelijk van het ziektegeval en van de gevoeligheid van de patiënt. De tijd varieert van 10 tot 30 minuten. Als de huid zeer gevoelig is, moet men deze na de bestraling even invetten. In de meeste gevallen kan de bestraling enkele malen per dag worden herhaald.



Een doeltreffende bestraling verkrijgt men door de straler zo dicht mogelijk bij de te bestralen plek te brengen. De afstand moet zodanig zijn, dat men de warmte nog goed kan verdragen en dat deze weldadig aandoet, zonder dat de huid pijn gaat doen. De afstand van 25 cm wordt in het algemeen goed verdragen.



Ga niet wild of ruw met de straler om, en zorg er vooral voor, dat geen vocht of spatten de lamp raken zolang deze nog heet is. Het is duidelijk, dat op die manier het glas zou kunnen springen. Bewaar het apparaat op een droge plaats, bij voorkeur niet in een badkamer. Met een beetje zorg hebt U jarenlang plezier van het apparaat.

Hoe dikwijls bestralen?

In de meeste gevallen is het voldoende zich één keer per dag te bestralen. In hardnekkige gevallen is het dikwijls wenselijk de bestraling enkele malen per dag te herhalen. Het is echter duidelijk, dat het aantal bestralingen per dag en het totale aantal bestralingen voor elk geval verschillend zijn en tevens afhankelijk van de graad van gevoeligheid van de patiënt.

**STEL IN ERNSTIGE GEVALLEN NIET ZELF UW DIAGNOSE.
RAADPLEEG UW HUISARTS!**



740



2686 N. 9-48

www.infraphil.info

infraphil

PHILIPS
INFRAPHIL

infraphil

infraphil

INFRAPHIL

infraphil



infraphil

infraphil

INFRAPHIL

PHILIPS
infraphil

infraphil

infraphil

infraphil

infraphil

Infraphil

INFRAPHIL

www.infraphil.nl

