



English

Check whether one of the two type numbers stated on the instructions for use is the same as the type number stated on the typeplate of the appliance.

This product is manufactured to comply with the radio interference requirements of the Council Directive of 4 November 1976 76/889/EEC; 76/890/EEC resp.

Before using the appliance ensure that the voltage indicated on the front of the bulb corresponds with the mains voltage in your home.

Working of the "Infraphil"

The "Infraphil" produces infra-red light. This light penetrates deep into the skin. The skin is therefore heated, so that the blood vessels are dilated and the flow of blood is stimulated. The blood brings with it the substances for rebuilding and nourishing the body tissues more rapidly whereas decomposition products are more quickly removed. The pores in the skin will also be further opened under influence of the heat. These properties make the "Infraphil" extremely suitable for therapeutic as well as for cosmetic applications.

Therapeutic applications

Infra-red light can promote the healing in some cases and/or relieve the pain with rheumatic affections, colds, muscular pain, lumbago, bruises and sprains. We recommend that you consult your doctor first.

Operating distance: The lamp should be placed at a distance from the skin to be heated such that the heat feels comfortable. Normally ± 30 cm is ideal.

Treatment time: Generally a treatment of 15 minutes twice a day gives a better result than 30 minutes once a day. The treatment can be continued indefinitely.

Cosmetic applications

After all make-up has been removed, the pores in the skin will be opened under influence of infra-red light by which an effective cleansing of the skin is possible.

Creams or other skin care agents are better absorbed under influence of infra-red light, and are therefore most effective.

The "Infraphil" will also help to keep your skin healthy and clean, because of its stimulating effect on the blood circulation.

Operating distance: The lamp should be placed at a distance from the skin to be treated such that the heat feels comfortable. Normally ± 30 cm is ideal.

Important

● Pain-killing preparations reduce the sensitivity to heat. Infra-red treatment when using such preparations is therefore not recommended. **If in doubt consult your doctor.**

- Close your eyes when irradiating.
- Avoid sudden cooling of treated areas immediately after treatment.
- Always place the lamp on a horizontal surface. Do not suspend it from the wall or ceiling (see pag. 2).
- Never spill water on the appliance.
- Do not use the lamp in bathrooms or in showers.
- Do not place inflammable objects in the beam of light: combs or spectacle frames made from certain plastics may be damaged and fabrics may get scorched.
- Do not subject the lamp to heavy shocks.

Cleaning and maintenance

The "Infraphil" can be cleaned with a cloth damped with distilled water or alcohol, if so required. Before cleaning, however, the lamp must be allowed to cool, and disconnected from the wall socket.

The bulb must be replaced by the same bulb with the same bayonet fitting.

Guarantee Certificate (not for U.K.)

Philips warrant this appliance for a period of **one year**, provided that legal prescriptions do not prescribe a longer period.

The guarantee is given against defects in material and workmanship and comprises piece parts and labour. Any costs of transport are on account of buyer.

Apply to your Philips dealer or the Philips organization in your country in case of a defect producing the completed guarantee certificate (see the outside of the box).

The guarantee is not valid if the appliance has been misused or if work has been carried out by unqualified persons.

Deutsch

Überzeugen Sie sich ob eine der zwei in der Bedienungsanleitung angegebene Typennummern identisch ist mit der Typennummer auf dem Typenschild des Gerätes.

Dieses Produkt entspricht den Funkentstörvorschriften der Richtlinie des Rates vom 4. November 1976 (76/889/EWG) bzw. (76/890/EWG).

Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes, ob die auf dem Lampenkolben vermerkte Spannung mit der des örtlichen Lichtnetzes übereinstimmt.

Arbeitsweise der "Infraphil"

Die "Infraphil" erzeugt infrarote Strahlung. Diese Strahlung hat die Eigenschaft, tief in die Haut einzudringen.

Durch die so erzeugte Wärme erweitern sich die Blutgefäße und es setzt eine stärkere Durchblutung ein: Es werden mehr Aufbaustoffe an die bestrahlte Stelle herangeführt, und der Körper baut die "Schlacken" in erhöhtem Maße ab.

Durch die Einwirkung von Wärme erweitern sich die Hautporen. Aufgrund dieser Eigenschaften ist die "Infraphil" sowohl für eine therapeutische als auch kosmetische Behandlung geeignet.

Therapeutische Behandlung

Infrarot-Strahlen können helfen: bei Erkältungen, rheumatischen Beschwerden, Muskelschmerzen.

Wir empfehlen, vor der Behandlung den Arzt zu befragen.

A. Bestrahlungsabstand: Der Abstand sollte so gewählt werden, daß die Wärme als angenehm empfunden wird (± 30 cm).

B. Bestrahlungsdauer: Mit einer Behandlung von täglich 2 x 15 Min. erzielt man die besten Ergebnisse. Die Behandlung kann beliebig oft wiederholt werden.

Kosmetische Behandlung

Nach Entfernen des Make-up öffnen sich die Hautporen unter Einwirkung von Infrarot-Strahlen: Dies ermöglicht eine tiefenwirksame Reinigung der Haut. Kosmetische Präparate werden

von der Haut schneller aufgenommen, wenn man die "Infraphil" verwendet.

Bestrahlungsabstand: (wie bei A).

Wichtig

● Schmerzstillende Mittel setzen die Schmerzempfindsamkeit der Haut herab. Sie sollten daher unter Einwirkung dieser Medikamente eine Infrarot-Bestrahlung unterlassen (**fragen Sie Ihren Arzt**).

- Bei Bestrahlung des Gesichtes die Augen schließen.
- Vermeiden Sie eine plötzliche Abkühlung unmittelbar nach der Bestrahlung.
- Stellen Sie das Gerät während der Bestrahlung auf eine ebene Unterlage. Hängen Sie es nicht an die Wand oder an die Decke (siehe Seite 2).
- Kein Wasser auf das Gerät spritzen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Bade- oder Duschräumen.
- Bringen Sie keine feuergefährlichen Gegenstände in den Strahlungsbereich; Käbme, Brillengestelle usw. können sich entzünden, Textilien versengen.
- Die Lampe vor stärkeren Stößen schützen.
- Die Lampe vor dem Aufbewahren einige Minuten abkühlen lassen.

Reinigung

Die Infraphil mit einem angefeuchteten Tuch reinigen (Netzstecker ziehen). Hierbei muß die Lampe abgekühlt sein.

Bei Auswechseln der Lampe immer die gleiche Bauart mit Bajonett-Sockel verwenden.

Garantie

Philips übernimmt für dieses Gerät eine Garantie von **einem Jahr** ab Verkaufsdatum, sofern gesetzliche Vorschriften keinen längeren Termin erfordern.

Die Garantie wird für Material- und Fabrikationsfehler übernommen und umfaßt sowohl Einzelteile wie Arbeitslohn. Etwaige Transportkosten des Gerätes gehen zu Lasten des Käufers.

Im Falle eines Defektes wenden Sie sich bitte - mit dem völlig ausgefüllten Garantieschein (siehe Außenseite der Verpackung) - an den Philips Händler oder die Philips Organisation in Ihrem Land.

Die Garantie verfällt wenn das Gerät nicht sachgemäß benutzt worden ist oder wenn unbefugte Eingriffe vorgenommen worden sind.

Français

Vérifier qu'un des deux numéros de type indiqués au mode d'emploi est le même que le numéro de type indiqué sur la plaquette signalétique.

Ce produit répond aux exigences de la Directive Communautaire antiparasitage du 4 novembre 1976 (76/889/CE); (76/890/CE) resp.

Le fonctionnement de l'Infraphil

L'Infraphil produit de la lumière infrarouge. Cette lumière a la propriété de pénétrer profondément dans la peau. La peau est si bien chauffée que les vaisseaux sanguins sont dilatés et la circulation du sang est favorisée. Le sang apporte les substances constitutives et les anti-corps plus rapidement et les produits résiduels sont plus rapidement évacués. Les pores de la peau s'ouvriront en outre sous l'influence de la chaleur. Les dites propriétés rendent l'Infraphil propre à des applications thérapeutiques ainsi qu'à des applications cosmétiques.

Applications thérapeutiques

La lumière infrarouge peut dans certains cas contribuer à la guérison et/ou calmer la douleur provenant des rhumatismes, refroidissements, douleurs musculaires, lumbago, contusions et foulures, de certaines inflammations de la peau et de l'extraction de dents. (Voir aussi le chapitre "Observations".)

Il est recommandé de consulter le médecin dans le cas de vrais symptômes de maladie ou lorsque des phénomènes d'apparence bénigne persistent.

Distance: La distance de l'appareil doit être telle que la chaleur est juste encore agréable (environ 30 cm).

Durée du traitement: Un traitement de 2 x 15 minutes par jour donne de meilleurs résultats qu'un seul traitement de 30 minutes. Le traitement peut être répété sans limite.

Applications cosmétiques

Après vous être démaquillé, les pores de votre peau s'ouvriront davantage sous l'influence de la lumière infrarouge permettant un meilleur nettoyage de la peau (en appliquant un masque par exemple). Les crèmes et d'autres produits cosméti-

ques sont mieux et plus rapidement absorbés sous l'influence de la lumière infrarouge ce qui contribue à leur efficacité. L'Infraphil vous aidera à maintenir votre peau saine et lisse grâce à son action stimulante sur la circulation du sang.

Observations

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension secteur locale correspond à la tension indiquée sur la calotte de l'ampoule.
- Les produits analgésiques réduisent la sensibilité à la chaleur. L'utilisation, en lumière infrarouge est donc déconseillée si l'on emploie des produits analgésiques (**consultez votre médecin**).
- Fermer les yeux lors du traitement de la face.
- Utiliser la lampe uniquement sur une surface horizontale et ne la suspendez donc pas au mur ou au plafond (voir page 2).
- Ne jamais verser d'eau sur l'appareil.
- Ne pas placer d'objets inflammables dans le faisceau; des peignes et branches de lunettes pourraient s'enflammer, des matières textiles pourraient se roussir.
- Eviter d'exposer la lampe à des chocs trop intenses.
- Laisser refroidir la lampe pendant quelques minutes avant de la ranger.

Entretien

L'Infraphil peut éventuellement être nettoyée avec un linge humecté d'eau ou d'alcool. Retirer la fiche et laisser refroidir l'appareil avant de procéder au nettoyage.

L'ampoule doit être remplacée par une ampoule Infraphil identique avec le même culot à baïonnette.

Informations sur la Garantie et le service Après-vente, uniquement pour la France

Cet appareil a été fabriqué avec le souci de vous donner entière satisfaction. PHILIPS fournira gratuitement au vendeur les pièces détachées nécessaires à sa réparation pendant **un an**, à compter de la date de vente, sauf si la détérioration résulte d'une cause étrangère à l'appareil ou du non respect des prescriptions d'utilisation.

Vous bénéficierez en tout état de cause des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs à la garantie légale.

Pour toute intervention, adressez-vous à votre vendeur.

Pour tous renseignements complémentaires, nous vous conseillons de vous adresser à la Succursale PHILIPS la plus proche de votre domicile.

Garantie (pas pour la France)

Le bon fonctionnement de cet appareil est garanti par Philips dans les conditions suivantes:

Etendue - La garantie donne droit à l'échange gratuit des pièces défectueuses. Elle ne couvre pas les détériorations qui proviendraient du non-respect des prescriptions d'utilisation, ou d'une cause étrangère à l'appareil.

Les frais de déplacement, et éventuellement de transport de l'appareil sont à la charge de l'utilisateur.

Aucune indemnité ne sera accordée pour privation de jouissance.

Durée - La durée de garantie est de **1 an** à compter de la date d'achat.

Réparations - Pour toutes réparations pendant la durée de la garantie, l'utilisateur doit s'adresser au revendeur qui a effectué la vente*.

Validité du certificat - Le bénéfice de la garantie ne sera accordé que sur présentation du certificat (voir l'emballage de l'appareil) avec justification de la date d'achat.

* En cas de difficulté sur l'exécution de cette garantie, nous conseillons à l'utilisateur de s'adresser à l'une des succursales Philips.

Nederlands

Controleer of één der twee typenummers die staan aangegeven op de gebruiksaanwijzing overeenkomt met het typenummer op het typeplaatje op het apparaat.

Dit produkt is gefabriceerd in overeenstemming met de radiostoringsvoorschriften van de Richtlijn van de Raad van 4 november 1976 (76/889/EEG) resp. (76/890/EEG).

Controleer, voordat u het apparaat in gebruik neemt, of de netspanning in uw woning overeenkomt met de netspanning die op de voorkant van de lamp vermeld staat.

De werking van de "Infraphil"

De "Infraphil" produceert infrarood licht. Dit licht heeft de eigenschap diep in de huid door te dringen. Hierdoor wordt de huid zodanig verwarmd, dat de bloedvaten wijder worden en de bloeddorstrooming wordt bevorderd. Het bloed voert de bouw- en afweerstoffen nu sneller aan, terwijl de afbraakprodukten sneller worden verwijderd.

Ook zullen onder invloed van de warmte de poriën in de huid zich verder openen. Genoemde eigenschappen maken de "Infraphil" uitermate geschikt voor zowel therapeutische als cosmetische toepassingen.

Therapeutische toepassingen

Infrarood licht kan in sommige gevallen de genezing bevorderen en/of de pijn verzachten bij reumatische aandoeningen, verkoudheid, spierpijn, spit, kneuzingen en verstuikingen. Wij raden u aan eerst uw dokter te raadplegen.

Afstand: Neem de afstand tot het apparaat zo, dat de warmte nog prettig aanvoelt (± 30 cm).

Duur van de behandeling: In het algemeen geeft een behandeling van 2 x 15 min. per dag een beter resultaat dan 1 x 30 min. De behandeling kan onbeperkt worden herhaald.

Kosmetische toepassingen

Nadat de make-up verwijderd is, zullen de poriën in de huid onder invloed van infrarood licht zich verder openen, waardoor een nog betere reiniging van de huid mogelijk is. Crèmes of andere huidverzorgingsmiddelen worden onder invloed van infrarood licht beter en sneller door de huid opgenomen,

waardoor ze hun werk beter kunnen doen. Door de stimulerende werking op de bloedsomloop zal de "Infraphil" u ook helpen uw huid gaaf en schoon te houden.

Afstand: Neem de afstand tot het apparaat zo, dat de warmte nog prettig aanvoelt (± 30 cm).

Belangrijk

- Pijnstillende middelen verlagen de gevoeligheid voor warmte. Een infraroodbehandeling is daarom bij gebruik van dergelijke middelen af te raden (**raadpleeg uw arts**).
- Sluit bij het behandelen van het gezicht de ogen.
- Voorkom te sterke afkoeling onmiddellijk na de behandeling.
- Gebruik de lamp alleen op een horizontale ondergrond, dus hang de lamp niet aan wand of plafond (zie pag. 2).
- Mors nooit water op het apparaat.
- Gebruik de lamp niet in bad- of doucheruimten.
- Houd geen brandbare voorwerpen in de lichtbundel: kammen, brilmonturen enz. zouden kunnen ontvlammen, textiel zou kunnen schroeien.
- Behoed de lamp voor te sterke schokken.
- Laat de lamp eerst enige minuten afkoelen, voordat u hem opbergt.

Onderhoud

Reiniging van de "Infraphil" kan eventueel gebeuren met een met gedistilleerd water of alcohol bevochtigde doek. Hierbij moet het apparaat zijn afgekoeld en niet aangesloten zijn op de netspanning.

De lamp mag uitsluitend door eenzelfde Infraphillamp met dezelfde bajonetsluiting vervangen worden.

Garantie

Philips geeft u garantie op dit apparaat gedurende **één jaar** na aankoop, tenzij wettelijke voorschriften een langere termijn voorschrijven.

De garantie wordt gegeven voor materiaal- en fabricagefouten en omvat zowel onderdelen als arbeidsloon. Eventuele transportkosten van het apparaat komen voor rekening van de koper.

Wendt u zich in geval van een defect met de volledig ingevulde garantiekaart (zie buitenzijde van de doos) tot uw Philips handelaar of de Philips organisatie in uw land.

De garantie vervalt indien het apparaat onjuist is gebruikt of indien er ingrepen aan zijn verricht door daartoe niet bevoegde personen.

Italiano

Controllate che uno dei due numeri di tipo indicati nelle istruzioni per l'uso sia uguale al numero di tipo indicato sulla piastrina di tipo dell'apparecchio.

Prima di usare la lampada solare, controllate che la tensione di settore locale, corrisponda a quella indicata sulla parte frontale del bulbo.

Funzionamento della lampada "Infraphil"

La lampada "Infraphil" produce una luce a raggi infrarossi che hanno la proprietà di penetrare in profondità nella pelle. Questo apparecchio riscalda la pelle ed i tessuti sottocutanei in modo da dilatare i vasi sanguigni ed attivare la circolazione. Il sangue porta nei tessuti delle sostanze vitali e degli anticorpi ed inoltre assicura l'espulsione di sostanze nocive, cosa che accelera la guarigione e calma il dolore. Tutte queste proprietà rendono la lampada "Infraphil" particolarmente adatta per applicazioni terapeutiche ed anche cosmetiche.

Applicazioni terapeutiche

I raggi infrarossi aiutano talvolta la guarigione e/o alleviano il dolore con affezioni reumatiche, raffreddori, dolori muscolari, lombaggini, contusioni e slogature. Vi consigliamo comunque di consultare prima un medico.

Distanza: La distanza dovrà essere regolata in modo che il calore sia gradevole (circa 30 cm).

Durata del trattamento: Generalmente un trattamento di 15 minuti due volte al giorno, dà risultati migliori di un unico trattamento di 30 minuti in un solo giorno. Non c'è alcun limite alla ripetizione del trattamento.

Trattamento cosmetico

Prima dell'inizio dell'applicazione pulite la pelle da ogni crema, rosetto ed ogni altro prodotto cosmetico.

Sotto l'influenza dei raggi infrarossi i pori della pelle si dilatano ulteriormente rendendo possibile una migliore pulizia della pelle. In questo modo, ogni crema ed altro prodotto cosmetico

viene assorbito in profondità con un effetto conseguente migliore. La lampada "Infraphil" vi aiuterà anche a mantenere la pelle fresca e colorita grazie ai suoi effetti stimolanti sulla circolazione sanguigna.

Distanza: La distanza dovrà essere regolata in modo che il calore sia gradevole (circa 30 cm).

Importante

- I preparati anti-dolorifici riducono la sensibilità al calore. È meglio non sottoporsi ad un trattamento a raggi infrarossi quando usate tali preparati (**consultate prima un medico**).
- Quando esponete il viso, chiudete gli occhi.
- Dopo ogni trattamento, evitate un raffreddamento immediato.
- Usate la lampada appoggiandola soltanto su una superficie piana; non appendetela mai nè al soffitto nè a parete (ved. pag. 2).
- Non versate mai acqua sull'apparecchio.
- Non usatela mentre fate il bagno.
- Non mettete oggetti infiammabili nel raggio di luce: pettini, montature di occhiali, tessuti, ecc. potrebbero prendere fuoco.
- Non scuotete la lampada.
- Prima di riporre l'apparecchio, lasciatelo raffreddare per qualche minuto.

Pulizia e manutenzione

Se necessario, potete pulire la lampada "Infraphil" con un panno umido d'acqua o alcool. Ricordatevi prima di lasciare raffreddare l'apparecchio e disinserirlo dalla presa di corrente. Il bulbo può essere sostituito soltanto da un altro bulbo con innesto a baionetta.

Garanzia

Questo apparecchio è garantito dalla Philips per la durata di **un anno** ad eccezione di altre norme locali che prescrivono periodi più lunghi. La garanzia copre l'apparecchio contro i difetti di materia e di fabbricazione, e comprende sia i pezzi di ricambio quanto la mano d'opera. Le eventuali spese di trasporto dell'apparecchio sono a carico dell'utente. In caso di difetto, rivolgetevi - con il certificato di garanzia (vedi lato esterno dell'imballo) debitamente compilato - al vostro rivenditore Philips oppure all'organizzazione Philips del vostro paese. La garanzia non è valida se l'apparecchio è stato usato erroneamente oppure se è stato manomesso da persone non autorizzate.

Español

Compruebe si uno de los dos números de tipo indicados sobre las instrucciones de manejo es lo mismo como el número de tipo indicado en la placa tipo en el aparato.

La lámpara "Infraphil" genera luz infrarroja que tiene la propiedad de penetrar profundamente en la piel, calentándola y haciendo que los vasos sanguíneos se dilaten y circule la sangre, que aporta así las sustancias necesarias para regenerar y nutrir los tejidos, lo cual favorece la curación y alivia los dolores.

Por la acción del calor los poros de la piel se abren aún más. Las citadas cualidades hacen que la "Infraphil" sea muy adecuada para fines terapéuticos y cosméticos.

Uso terapéutico

En algunos casos la luz infrarroja puede favorecer la curación y (o) aliviar el dolor en afecciones reumáticas, resfriados, dolor muscular, lumbago, contusiones y luxaciones, algunas inflamaciones de la piel y dolores de muelas. (Ver también "Observaciones".)

Tratándose de síntomas de verdadera enfermedad o cuando éstos, a los que en un principio no se les ha dado mucha importancia, se prolonguen demasiado, conviene consultar al médico.

Distancia: Póngase a una distancia de la lámpara en que el calor resulte agradable (unos 30 cm).

Duración del tratamiento: Por regla general un tratamiento de 2 x 15 min. al día da mejor resultado que uno de 30 minutos. El tratamiento puede repetirse ilimitadamente.

Uso cosmético

Después de quitar el maquillaje, los poros de la piel se dilatarán más al someterlos a la acción de la luz infrarroja, pudiéndose así limpiar mejor la piel (por ejemplo por medio de una máscara). Bajo los efectos de la luz infrarroja la piel asimila mejor y con mayor rapidez las cremas u otros productos para la piel, por lo que su efecto resulta aún más eficaz. Por estimular el riego sanguíneo la "Infraphil" contribuirá a mantener su piel lozana y limpia.

Distancia: Póngase a una distancia de la lámpara en que el calor resulte agradable (unos 30 cm).

Observaciones

- Antes de usar el aparato, compruebe si la tensión de su hogar coincide con la indicada en la parte frontal de la lámpara.
- Los calmantes reducen la sensibilidad al calor, por eso no conviene someterse a un tratamiento de luz infrarroja cuando se ingieren tales fármacos (**consulte a su médico de cabecera**).
- Cuando aplique la luz infrarroja a la cara, cierre los ojos para evitar que se deshidraten.
- Use la lámpara sólo sobre una base horizontal, es decir no la cuelgue de la pared o techo (ver pág. 2).
- Procure que no caiga agua sobre el aparato.
- No use la lámpara en duchas o cuartos de baño.
- No ponga objetos inflamables ante el haz de luz: peines, monturas de gafas, etc., pueden arder y los tejidos pueden chamuscarse.
- Proteja la lámpara contra fuertes golpes.
- Antes de guardar la lámpara deje que se enfrie durante algunos minutos.

Conservación

La "Infraphil" se limpia con un paño humedecido en agua destilada o alcohol. Para hacer esto espere hasta que se haya enfriado y no olvide sacar la clavija del enchufe mural.

La ampolla "Infraphil" sólo debe sustituirse por otra idéntica con el mismo casquillo de bayoneta.

Garantía

Philips garantiza este aparato por **un año** después de la compra a no ser que prescripciones legales prescriban un período más largo. La garantía se concede para defectos de material y de fabricación y comprende piezas así como mano de obra. Gastos de transporte del aparato eventuales son por cuenta del comprador. En el caso de un defecto dirijase con el certificado de garantía (véase el lado exterior del embalaje) debidamente cumplimentado a su distribuidor Philips o a la organización Philips en su país.

La garantía expira si el aparato ha sido utilizado de manera incorrecta o si personas no competentes han intervenido.

Português

Vérifique se um dos números do tipo indicados no modo de emprego corresponde ao da placa sinalética do aparelho.

Antes de ligar o aparelho certifique-se que a voltagem indicada na frente da lâmpada corresponde à do local.

Função do Infraphil

O Infraphil produz radiação visível de infravermelhos. Esta luz tem a propriedade de penetrar profundamente na pele, aquecendo-a de forma a provocar a dilatação dos vasos sanguíneos, estimulando assim a circulação do sangue. O sangue transporta com maior rapidez as substâncias destinadas ao restabelecimento e alimentação dos tecidos do corpo humano, ao mesmo tempo que remove rapidamente os resíduos da decomposição. Os poros da pele serão depois também abertos sob a influência do calor. Estas propriedades tornam o Infraphil absolutamente indicado para aplicações terapêuticas bem como cosméticas.

Aplicações terapêuticas

A radiação visível de infravermelhos pode, nalguns casos, promover a cura e/ou aliviar a dor em efecções reumáticas, constipações, dores musculares, lumbago, hematomas e entorses. É recomendável consultar, primeiramente o seu médico.

Distância: A distância deve ser aquela em que o calor se torne confortável (± 30 cm).

Duração do tratamento: Um tratamento de 15 minutos, duas vezes ao dia dá, geralmente, melhor resultado do que durante 30 minutos uma vez por dia. O tratamento pode ser continuado indefinidamente.

Aplicações em cosmética: Após retirar a pintura, os poros da pele serão depois dilatados sob a influência da radiação visível, o que possibilita uma melhor limpeza da pele.

Os cremes ou outros agentes para cuidar da pele são melhor absorvidos devido à acção dos infravermelhos que lhes conferem melhor efeito.

O Infraphil também ajudará a manter a sua pele em bom estado

e limpa graças ao seu efeito estimulante na circulação sanguínea.

Distância: A distância deve ser aquela a que fica o aparelho, quando o calor começa a dar uma sensação de conforto (± 30 cm).

Importante

- Os lenitivos para as dores reduzem a sensibilidade ao calor. Por esse motivo você não deve fazer tratamento de infravermelhos quando utilizar tais lenitivos (**consulte o seu médico**).
- Feche os olhos quando dirigir a irradiação para o rosto.
- Evite arrefecimentos bruscos imediatamente após o tratamento.
- Utilize a lâmpada unicamente na posição horizontal e não a suspenda na parede ou no tecto (veja a pág. 2).
- Nunca salpique o aparelho com água.
- Não utilize o aparelho em casas de banho ou em chuveiros.
- Não ponha objectos inflamáveis no foco da luz. Os pentes ou as armações dos óculos, etc. podem pegar fogo, e os têxteis podem manchar.
- Não sujeite a lâmpada a grandes choques.

Limpeza e manutenção

O Infraphil pode limpar-se com um pano embebido em água destilada ou álcool se for necessário. O aparelho deve estar frio e desligado da tomada de corrente.

A lâmpada pode ser substituída apenas por outra igual, com o mesmo casquilho, tipo baioneta.

Garantia

A Philips garante este aparelho pelo período de **um ano** salvo se algum preceito legal determinar período mais longo. A garantia cobre defeitos de material e de fabrico e compreende acessórios e mão-de-obra. As despesas de transporte são da conta do comprador. Em caso de necessidade dirija-se ao distribuidor local ou a Philips apresentando o certificado de garantia devidamente preenchido (ver no exterior da embalagem). A garantia não é válida se o aparelho tiver sido erradamente utilizado ou tiver sido reparado ou transformado por pessoa não autorizada.

Norsk

Kontroller at typenummeret på apparatet er angitt i bruksanvisningen.

Infraphil

Før De tar apparatet i bruk må De forvisse Dem om at spenningen som er angitt foran på lampen stemmer overens med spenningen i Deres hjem.

Hvordan virker "Infraphil helselampe"

"Infraphil helselampe" danner infrarøde stråler. Disse strålene har den egenskap at De trenger dypt inn i huden. Huden oppvarmes slik at blodkarene utvides og blodsirkulasjonen stimuleres. Blodet bringer byggemateriale og forebyggende stoffer til kroppen samtidig som de skadelige avfallstoffene blir bragt hurtigere bort. Porene i huden vil også utvide seg på grunn av varmen. Disse egenskapene gjør at "Infraphil helselampe" passer svært godt såvel for terapeutisk som kosmetisk anvendelse.

Terapeutisk anvendelse

Infrarøde stråler kan i noen tilfeller helbrede og/eller lindre revmatiske lidelser, forkjølelse, muskelsmerter, lumbago, blå merker og forstuvinger. Vi anbefaler Dem å konsultere Deres lege først.

Avstand til huden: Avstanden fra lampen til huden skal være slik at varmen føles behagelig (± 30 cm).

Bestrålingstiden: Generelt kan man si at to adskilte behandlinger à 15 minutter om dagen gir bedre resultat enn én på 30 minutter om dagen. Behandlingene kan fortsettes uten begrensning.

Kosmetisk anvendelse

Etter at De har fjernet Deres make-up vil porene i huden utvide seg ytterligere under påvirkning av infrarøde stråler. Dette muliggjør en enda bedre rensing av huden. Kremet eller andre hudpleiemidler blir absorbert bedre under påvirkning av infrarød bestråling, noe som fører til at disse midlene får en bedre effekt. "Infraphil helselampe" vil også

holde huden Deres sunn og ren takket være stimuleringen av blodsirkulasjonen.

Avstand til huden: Avstanden fra lampen til huden skal være slik at varmen føles behagelig (± 30 cm).

Viktig

- Smertestillende midler reduserer kroppens følsomhet overfor varme. Man fraråder derfor infrarød varmebehandling når slike midler benyttes (**rådspør Deres lege**).
- Lukk øynene når ansiktet bestråles.
- Unngå bråavkjøling rett etter en behandling.
- Bruk bare lampen på et flatt (horisontalt) underlag. Fest den derfor ikke på veggen eller i taket (se sid 2).
- Hell ikke vann over apparatet.
- Bruk ikke apparatet i bad eller dusjrom.
- Pass på at det ikke finnes lett brennbare ting innenfor strålefeltet: celluloidkammer, brilleinnfatninger etc. kan antennes, stoffer kan få sviskader.
- Utsett ikke lampen for harde støt.

Rengjøring og vedlikehold

Deres "Infraphil" kan rengjøres med en klut fuktet med destillert vann eller sprit hvis nødvendig. Apparatet må først avkjøles og frakoples strømmettet.

Lampen må bare erstattes med en tilsvarende lampe med bajonetholder.

Reklamasjonsordning

Med hensyn til de alminnelige reklamasjonsbestemmelser i Norge og hva disse omfatter, viser vi til den til enhver tid gjeldende reklamasjonsordning ved salg av elektriske husholdningsapparater til forbruker vedtatt av Norske Elektroleverandørers Landsforening. Oppstår det feil, bes De innlevere apparatet sammen med kjøpsbeviset til Deres forhandler. (Kjøpsbeviset finnes på esken.)

Svenska

Kontrollera att en av de två typnumren angivna på denna bruksanvisning överensstämmer med typnumret på apparaten.

Förvissa er om att nätspänningen (volt) överensstämmer med vad som finns angivet på Infraphil-lampans typskylt.

Så här verkar Infraphil

Philips Infraphil producerar infrarött ljus. De infraröda strålarna har förmågan att tränga djupt in i huden genom de yttre hudlagren ner i de underliggande vävnaderna. Huden tillförs värme som får blodkärlen att utvidga sig och stimulerar genombloodningen av vävnaderna. Den ökade blodtillförseln för med sig en ökad mängd uppbyggande och läkande ämnen samtidigt som kroppens förbränningsavfall elimineras snabbare. Värmen utvidgar även porerna i huden. På grund av dessa egenskaper lämpar sig Infraphil väl för både terapeutisk och skönhetsbehandling.

Terapeutisk behandling

Infrarött ljus kan i vissa fall påskynda läkningen och/eller lindra smärtorna vid reumatisk verk, förkylningar, smärtande muskler, ryggskott, blånader och vrickningar. Vid varje form av sjukdomstillstånd och vid tillfällig eller kontinuerlig användning av läkemedel skall läkare konsulteras innan en behandling påbörjas.

Bestrålningsavstånd - Avståndet mellan lampan och det ställe som skall bestrålas skall vara sådant att bestrålningen känns behaglig. Vanligen ca 30 cm.

Bestrålningstid - I allmänhet ger en 15 minuters behandling 2 gånger om dagen ett bättre resultat än en 30 minuters behandling en gång om dagen. Behandlingarna kan fortsättas ett obegränsat antal gånger.

Skönhetsbehandling

När ansiktet rengjorts från all eventuell make-up kan porerna ytterligare utvidgas med hjälp av infraröd bestrålning som bidrar till en djupare rengöring av huden. Näringskrämer och

andra hudvårdsmedel absorberas bättre under infraröd bestrålning och gör därmed större nytta. Tack vare sin stimulerande verkan på blodcirkulationen hjälper Infraphil till att hålla huden sund och fräsch.

Viktigt

- Smärtstillande medel nedsätter hudens känslighet för värme. Använd då inte infraröd bestrålning **utan att först ha konsulterat läkare.**
- Håll ögonen slutna när ansiktet bestrålas.
- Undvik plötslig avkylning efter behandling.
- Använd lampan endast på ett horisontellt underlag. Den får inte hängas i taket eller på väggen (se sid 2).
- Se till att ni aldrig droppar vatten på lampan.
- Använd inte lampan i badrummet eller i duschutrymmen.
- Se till att saker som lätt kan fatta eld, t ex saker av celluloid eller plast (kammare, glasögonbågar), inte bestrålas. Tyger kan också få brännskador om de kommer för nära.
- Utsätt inte lampan för häftiga skakningar eller stötar.
- Låt lampan stå och kallna i några minuter efter användningen innan den ställs undan i skåp eller på annan förvaringsplats.

Rengöring och skötsel

Vid behov kan Infraphil-lampan torkas av med en mjuk trasa fuktad med destillerat vatten eller alkohol. Före rengöring måste lampan ha kallnat och stickproppen ha tagits ur vägguttaget.

Glödlampan kan endast utbytas mot en exakt likadan lampa med samma slags fästanelordning.

Garanti och service

1 års garanti gäller enligt garantibestämmelser, utfärdade av EHL (Elektriska Hushållsapparater Leverantörer). Garantitexten tillhandahålls av Er handlare. Garantin styrks lämpligen genom att kortet på förpackningens utsida ifylls av säljaren. Service utförs av Svenska AB Philips eller av dem rekommenderad serviceverkstad, som också tillhandahåller reservdelar.

Suomi

Tarkista vastaako jompi kumpi käyttöohjeessa mainituista tyyppi-numeroista laitteen arvokilvessä ilmoitettua tyyppinumeroa.

Ennen kuin otat lämpölampun käyttöön, varmista että lampun merkitty jännitelukema vastaa paikallista verkkojännitettä.

Infraphil-lämpölampun toiminta

Lämpölamppu säteilee infrapunavaloa. Tämä valo tunkeutuu syväälle ihoon. Iho lämpiää niin että verisuonet laajenevat ja verenkierto vilkastuu. Veren mukana kudoksiin tulee uudistavia ja ravitsevia aineita nopeammin ja myös kuona-aineet poistuvat nopeammin.

Ihohuokoset avautuvat lämmön vaikutuksesta. Näistä syistä Infraphil-lämpölamppu on erittäin sopiva sekä terveyden että kauneuden hoitoon.

Terveydenhoito

Infrapunavalo saattaa joissakin tapauksissa edistää parantumista ja/tai lievittää reumaattista kipua, vilustumista, lihassärkyä sekä noidannuolen, ruhjevammojen ja nyrjähdysten aiheuttamaa kipua. Neuvottele kuitenkin ensin lääkärin kanssa.

Etäisyys: Etäisyyden tulee olla sellainen, että lämpö tuntuu miellyttävältä (± 30 cm).

Hoitoaika: Tavallisesti kaksi 15 minuutin hoitokertaa päivässä antaa paremman tuloksen kuin yksi 30 minuutin hoitokerta päivässä. Hoitoa voidaan jatkaa rajattomasti.

Kauneudenhoito

Ihomaalien poistamisen jälkeen ihohuokoset voidaan infrapunavalon avulla avata ja siten iho voidaan puhdistaa tarkemmin.

Infrapunavalo parantaa ihovoiteiden imeytymistä ja samalla niiden vaikutusta.

Lisäksi Infraphil-lämpölamppu auttaa pitämään ihosi terveenä ja puhtaana elvyttämällä verenkiertoa.

Etäisyys: Etäisyyden tulee olla sellainen, että lämpö tuntuu miellyttävältä (± 30 cm).

Tärkeää

● Särkyläkkeet vähentävät ruumiin lämmönherkyyttä. Vältä sen tähden infrapunahoitoa tällaisia lääkkeitä käyttäessäsi (**kysy neuvoa lääkäriltä**).

- Sulje silmäsi, kun otat lämpöhoitoa kasvoihisi.
- Vältä äkillistä kylmyyttä heti hoidon jälkeen.
- Käytä lampua vain vaakasuoralla alustalla, älä kiinnitä sitä seinälle äläkä kattoon (katso sivua 2).
- Älä roiskuta vettä lampun päälle.
- Älä käytä lampua kylvyn tai suihkun aikana.
- Älä pidä tulenarkoja esineitä lampun valokeilassa; kammat tai silmälasien kehykset jne. saattavat syttyä palamaan, tekstiilit saattavat kärventyä.
- Älä kolhi lampua.
- Anna lampun jäähtyä muutaman minuutin ennen säilytys-palkkaan sijoittamista.

Puhdistus ja hoito

Puhdista Infraphil-lamppu tarvittaessa tislattuun veteen tai spriihin kostutetulla pyyhkeellä. Laitteen on tällöin oltava jäähtynyt ja irti sähköverkosta.

Lampun tilalle voidaan vaihtaa vain täysin samanlainen lamppu.

Takuu

Philips myöntää tälle laitteelle **yhden vuoden** takuun. Takuu koskee raaka-aine- ja valmistusvikoja ja korvaa osa- ja työkustannukset. Kuljetuskuluista vastaa ostaja.

Viän sattuessa käänny Philips-myyjän puoleen esittäen laitteen mukana toimitettu täydellinen takuukortti. Takuu ei ole voimassa, mikäli laitetta on käytetty väärin tai laitetta ovat korjanneet epäpätevät henkilöt.

Dansk

12

Kontroller, at et af typenumrene i brugsanvisningen svarer til typenummeret på apparatet.

Dette apparat der udført i overensstemmelse med EF-direktiv nr. 76/889, 890 om foranstaltninger mod radiostøj.

- Infraphil er en varmelampe, der giver en dybtgående infrarød bestråling uden brunende effekt. Infraphil kan tilsluttes 220 volt jævn- og vekselstrøm, og forbruget er 150 watt.
- Infraphil-lampen kan indstilles i alle retninger. Den kan f. eks. anbringes på et bord eller en stol. Hæng aldrig Infraphil-lampen op på væggen og under luftet.
- Tag 2-3 Infraphil-bestrålinger dagligt — hver på 10-20 minutter.
- Bestrålingsafstanden skal være ca. 30 cm; dog bør såvel varighed som afstand tilpasses efter hudens følsomhed.
- Indfedt eventuelt huden efter bestrålingen.
- Ved bestråling af ansigtet tilrådes det at holde øjnene lukkede.
- Tag ikke bestrålingen umiddelbart efter indtagelse af bedøvende eller smertestillende midler, idet den nedsatte følsomhed kan bevirke, at huden ubemærket overhedes.

I sygdomstilfælde eller under graviditet må Infraphil kun anvendes **efter samråd med lægen**.

NB. Når Infraphil-lampen er tændt, er glødetråden mest modtagelig for rystelser.

Garanti

På dette produkt yder Philips Elapparat A/S **12 måneders** garanti regnet fra købsdato. Garantien dækker fabriktions- og materialefejl, omfattende reservedele og arbejdsløn. Transportomkostninger i forbindelse med indsendelse til reparation dækkes af køber.

Opstår en fejl, bedes De indlevere apparatet til Deres forhandler eller direkte til et af Philips Service-Centre, sammen med det udfyldte garantikort (se udvendig på apparatets emballage).

Garantien dækker ikke, såfremt apparatet har været misbrugt, eller reparationen har været udført af andre end de af Philips anviste Service-Centre.

Nærværende garanti indskrænker ikke på noget punkt de rettigheder, som tilkommer køber i forhold til Købelovens bestemmelser.

